

WP DENTAL – catalogo prodotti

simex ITALIA Smile. We have solutions.

Materiale d'impronta.

IDEAL LIGHT:

Ideal Light è un materiale per impronta, polivinilsilossano in cartucce, idrofilo, a bassa viscosità. Permette l'applicazione diretta del materiale sul dente oppure sul porta impronte. Le sue caratteristiche tissotropiche, idrofile, sotto pressione FLUIDO, permettono la riproduzione precisa del margine sub gengivale.

Indicazione:

Materiale per la tecnica della doppia impronta, la tecnica sandwich e della doppia miscelazione.

Dati tecnici:

Tempo di lavoro(incluso miscelazione): <2.15min

Tempo di posa nella cavità orale: >3.30min.

Tempo di presa(incluso miscelazione): 4.00min

Cambiamento dimensionale dopo 24ore: <0.1%

Modulo di compressione: <0.4%

Deformazione sotto pressione: 4.7%

Durezza share-A: circa 45

Tempo di presa: <4.5min.

Confezionamento:

2x50ml. Cartucce automatiche e Puntali inclusi.

31,90€



Materiale d'impronta.

IDEAL PUTTY:

Ideal Putty è un materiale per impronta, per la tecnica sandwich e della doppia miscelazione. Può essere usato anche per la rivelazione della centrica. È un silicone per addizione, facile da impastare, idrofilo. Ideal Putty non è appiccicoso, è di facile lavorabilità permettendo così di ottenere impronte alla massima precisione.

Indicazione:

Materiale per la prima impronta nella tecnica della doppia impronta, la tecnica sandwich e della doppia miscelazione. Può essere usato anche per la rivelazione della centrica.

Dati tecnici:

Tempo di miscelazione: 30sec.

Tempo di lavoro(incluso miscelazione): <1.45min

Tempo di presa nella cavità orale: >3.30min.

Cambiamento dimensionale: <0.5%

Modulo di compressione: <0.4%

Deformazione sotto pressione: 1.7%

Durezza shore-A(1 ora): circa 68-73

Durezza shore-A(24 ore): circa 75

Tempo di presa: <4.5min.

37,95€

Confezionamento:

2x400gr, blu. Cucchiaino incluso.



Materiale d'impronta.

IDEAL MEDIUM:

Ideal Light è un materiale per impronta, polivinilsilossano in cartucce, idrofilo, a media viscosità. Permette l'applicazione diretta del materiale sul dente senza la formazione d'inclusioni di aria.

Ideal Medium è tissotropico, ma diventa fluido sotto pressione. Le sue caratteristiche idrofile comportano una migliore bagnabilità e una straordinaria precisione nella riproduzione sub gengivale.

Indicazione:

Materiale per la tecnica della doppia impronta, la tecnica sandwich e della doppia miscelazione.

Dati tecnici:

Tempo di lavoro(incluso miscelazione): <2.15min

Tempo di posa nella cavità orale: >3.30min.

Tempo di presa(incluso miscelazione): 4.00min

Cambiamento dimensionale dopo 24ore: <0.1%

Modulo di compressione: <0.4%

Deformazione sotto pressione: 4.7%

Durezza shore-A: circa 45

Tempo di presa: <4.5min.

Confezionamento:

2x50ml. Cartucce automatiche e Puntali inclusi.



31,90€



Cementazione.

C-BOND:

Adesivo foto indurente universale a base acquosa con ottimi valori di adesione iniziale e di idrosolubilità. C bond crea un'interfaccia elastica tra dentina e il composito e riduce in questo modo il distacco del composito della dentina al minimo.

Indicazione:

Adesivo dentina composito

Dati tecnici:

Resistenza tensile: 12MPa

Confezionamento:

1x10ml liquido



18,70€

EXTRAGEL:

Extragel è un gel tissotropico per la mordenzatura localizzata dello smalto. Contiene il 37% di acido ortofosforico colorato di blu per aver il controllo visivo della superficie da mordenzare.

Indicazione:

Mordenzatura dello smalto

Dati tecnici:

Acido orto fosforico 37%

Confezionamento:

2x2ml

6,05€



Conservativa e ricostruzione.

COMPETENCE FLOW:

Composito fluido, radio opaco sulla base di resine bis acriliche per riparazioni e otturazioni di cavità di III, IV e V classe. Ottima lucidabilità, fluido durante e stabile dopo l'applicazione. Possibilità di acquistare il kit completo. 1x1.0ml

10.45€



COMPETENCE UNIVERSAL:

Composito ibrido foto indurente per restauri dei denti anteriori e posteriori di III e V classe. Competence Universal possiede una buona stabilità nei colori, ottime caratteristiche di lucidabilità e di estetica naturale e garantisce restauri di lunga durata nel tempo. Adatta anche per la tecnica degli "Veneer". Può essere usato in combinazione con Competence Flow. Possibile acquistare anche il kit a 4 colori con Extragel, C bond e GlassLiner. 1x4.5gr

14.85€



Sottofondo.

GLASS LINER:

Glassi Liner è un materiale per sottofondo, radio opaco, foto indurente con valori alti di resistenza alla pressione e ottimo legame alla dentina. Glass Liner contiene vetroionomeri, rilascia fluoro ed è direttamente applicabile. Può essere applicato sotto tutti i tipi di materiale per la ricostruzione.

Indicazione:

Sottofondo

27,50€

Dati tecnici:

Resistenza alla pressione: 200MPa
Profondità della resistenza alla pressione: 5mm

Confezionamento:

2x2ml



Utili.

RECORD:

Filo di cotone 100% non impregnato a maglie concatenato. Misure: #00 - #0 - #1 - #2

Confezionamento:

1x300cm



12,00€

DENTACAV:

Materiale per otturazione provvisoria pronto per l'uso. Molto affidabile per velocità nell'indurimento.

Confezionamento:

2x30gr



7,15€

